



Be Right™



QAC Reactivo 2, Powder Pillows, 0,2-5,0 mg/L CTAB, pk 25

de producto:

2401268

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Compuestos de Amonio Cuaternario (QAC).

Especificaciones

Cantidad:	25 uds
Método:	Complejo Binario Directo
Número de tests:	12.5
Número del método:	8337
Parámetro:	Compuestos de Amonio Cuaternario
Plataforma:	Powder Pillows

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)