



Ácido Sulfúrico, Solución standard 19,2 N (100 mL MDB)

de producto:

203832

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de Ácidos Volátiles, 27-2800 mg/L Ácido Acético.

Especificaciones

Concentración:	19.2 N
Método:	Esterificación
Número de tests:	250
Plataforma:	Solución
Volumen:	100 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)