



Sobres de tampón de nutrientes para DBO, 300 mL, paquete de 50

de producto: 1416066
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Reactivos de DBO

Para la preparación de agua de dilución de DBO5. Cada sobre combina el tampón especificado por APHA y nutrientes para preparar 300 mL de agua de dilución. Paquete de 50 sobres.

Especificaciones

Aplicación:	Preparación de agua de dilución
Cantidad:	50 unidades
Descripción:	Nutrientes y tampón
Fórmula:	Nutrientes y tampón
Parámetro:	DBO
Plataforma:	Powder Pillows
Tipo de envase:	Sobres de reactivo en polvo
Unidades:	50/pk

Accesorios requeridos

- Solución estándar para DBO, 300 mg/L, paquete de 16 ampollas Voluette de 10 mL (Item 1486510)
- Inhibidor de nitrificación para DBO, fórmula 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)
- Inóculo de cultivo para DBO, Polyseed, paquete de 50 cápsulas (Item 2918700)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)