




Be Right™



## Inhibidor de nitrificación para DBO, fórmula 2533, TCMP, 35 g

# de producto: 253335  
USD Precio: Contacto Hach  
Disponible

TCMP - 2-cloro-6 (triclorometil) piridina (N-Serve), recubiertos de un sustrato inerte. Use 0,16 gr en una muestra de 300 mL para inhibir la demanda de oxígeno nitrogenado en tests de DBO (utilice el dispensador, referencia 45901), 35 g.

---

### Especificaciones

Aplicación:	Demanda bioquímica de oxígeno carbonoso (DBOC)
Cantidad:	35 g
Descripción:	Inhibidor de nitrificación
Fórmula:	Triclorometil piridina (TCMP)
Número de tests:	200
Número del método:	8043
Parámetro:	Demanda bioquímica de oxígeno
Plataforma:	Jar
Tipo de envase:	Botella

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)