



Sobres de solución tampón de nutrientes para DBO respirométrico, paquete de 50

de producto: 2962266
USD Precio: Contacto Hach
Disponibile

Para uso con BODTrak II. Cumple los requisitos de los métodos estándar 5210 D. Use un sobre por botella de muestra. Incluido con BODTrak II (2952400) y set de reactivos BODTrak II con botellas (2952440).

Especificaciones

Aplicación:	Preparación de agua de dilución
Cantidad:	50 unidades
Descripción:	Nutrientes y tampón
Fórmula:	Nutrientes y tampón
Tipo de envase:	Sobres de reactivo en polvo

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)