



Solución de relleno, interna, polarográfica, oxígeno disuelto, 50 mL

de producto: 2759126
USD Precio: Contacto Hach
Disponibilidad:

Solución de relleno para sonda de oxígeno disuelto polarográfica, cloruro potásico/glicerina, botella de 50 mL

Especificaciones

Cantidad:	50 mL
Descripción:	5130, 5197000
Fórmula:	KCl y glicerina
Plataforma:	Solución
Tipo solución:	Relleno

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)