



Be Right™



Set de reactivos de oxígeno disuelto, muestra de 60 mL

de producto:

2439802

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de oxígeno disuelto mediante valoración por recuento de gotas. Set de reactivos de repuesto para el test kit OX-2P (1469-00). Contiene: sobres de reactivo en polvo para la determinación de oxígeno disuelto 1, 2 y 3 y solución estándar de tiosulfato de sodio (0,0109 N) para unos 100 tests.

Especificaciones

Características especiales:	Dissolved Oxygen Reagent Set, Modified Winkler Method, 60 ml
Método:	Winkler
Número de tests:	100
Rango de medición:	0.2 - 4 mg/L, 1 - 20 mg/L

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)