



Be Right™



Solución de relleno, interna, polarográfica, oxígeno disuelto, 30 mL

de producto: 2759123
USD Precio: Contacto Hach

Solución de relleno para sonda de oxígeno disuelto polarográfica, cloruro potásico/glicerina, botella de 30 mL

Especificaciones

Cantidad:	30 mL
Descripción:	5130, 5197000
Fórmula:	KCl y glicerina
Tipo solución:	Relleno

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)