



Agua, desionizada y desmineralizada, 500 mL

# de producto:	27249
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Agua de tipo 2 desmineralizada

Conductividad específica: $\leq 1 \mu\text{S}/\text{cm}$,

Sílice (SiO_2): $\leq 30 \mu\text{g}/\text{L}$,

Cloruro (Cl^-): $\leq 20 \mu\text{g}/\text{L}$,

Dureza: negativa,

Consumo de KMnO_4 : negativo

Especificaciones

Descripción:	Agua, desionizada
Plataforma:	Solución
Volumen:	500 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)