



Test en cubeta TNTplus para VDK (dicetonas vecinales) (0,015 - 0,5 mg/kg)

de producto: TNT819
USD Precio: Contacto Hach

Evite sabores extraños en la cerveza y garantice la calidad de su producto midiendo las VDK (dicetonas vecinales).

Para su uso con el espectrofotómetro DR6000 de Hach, TNT819 le ofrece la capacidad de medir la presencia de VDK con menos problemas y desorden químico.

Además, estos viales ofrecen resultados de gran calidad sin posibles influencias externas. Se han diseñado para simplificar los análisis durante la elaboración de cerveza, con resultados exactos en todo momento.

Entre sus funciones, se incluyen las siguientes:

Cubetas test predosificadas, de alta precisión y listas para usar

Reducción de errores gracias a viales con códigos de barras

Tecnología RFID para documentar la vida útil de las cubetas y garantizar la trazabilidad de sus análisis

Diseño práctico del paquete

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	2 - 8 °C
Instrumento:	DR6000, DR3900, DR5000, DR3800
Método:	Métodos MEBAK y ASBC análogos
Número de tests:	25
Número del método:	10276
Parámetro:	Dicetonas vecinales (DCV)
Plataforma:	TNT plus
Rango de medición:	0,015 - 0,5 mg/kg diacetil

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)