



Be Right™



Set de calibración, estándares de turbidez Stablcal, turbidímetro portátil 2100P, botellas de 100 mL

de producto:

2659410

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Cuatro botellas con solución estándar primaria de formacina estabilizada lista para su uso. El kit incluye 100 mL de cada una: <0,1 NTU; 20 NTU; 100 NTU y 800 NTU.

Especificaciones

Cantidad: set de 4
Concentración: < 0,1; 20; 100 y 800 NTU

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)