



Be Right™



Kit de calibración, estándares de turbidez Stablcal, turbidímetro 2100AN/AN IS, botellas de 100 mL

de producto:

2659510

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas



Set de botellas con estándares primarios de formacina estabilizados listos para su uso: <0,1; 20; 200; 1000; 4000 y 7500 NTU

Especificaciones

Cantidad:	set de 6
Concentración:	< 0,1; 20; 200; 1000; 4000 y 7500 NTU
Condiciones de almacenamiento:	5 °C - 25 °C
Descripción:	Kit de calibración STABLCAL para 2100 AN/AN IS (botella de 100 mL)
Instrumento:	2100 AN/AN IS
Parámetro:	Turbidez
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)