



StablCal Standard de formazina para Turbidez, 100 NTU, 500 mL

de producto:

2660249

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución standard de Formazina estabilizada, lista para usar, botella 500 mL, 100 NTU.

Precisas soluciones de formazina premezcladas

Con exclusiva tecnología de fabricación, Hach prepara los estándares StablCal en concentraciones exactas en una amplia variedad de concentraciones, de este modo, proporciona calibraciones de turbidímetro precisas.

Basado en los estándares de formacina principales

Los estándares de formacina estabilizada StablCal contienen el mismo polímero de dispersión de luz que los tradicionales estándares de turbidez de formazina principales y se comportan de la misma manera.

Gracias a la estabilidad mejorada es posible ahorrar tiempo y trabajo

Mientras que los estándares de formacina principales se pueden preparar directamente en el laboratorio, el proceso es intenso y consume mucho tiempo, además de que los estándares diluidos no son estables. StablCal es una versión estabilizada de formacina, con la cual se obtienen resultados que se pueden reproducir, sin

Confianza en los resultados

Hach fue el primero en la industria del agua potable en aplicar formazina como un estándar de turbidez, hace más de 40 años. Los estándares StablCal son resultado de décadas de experiencia en la medición de la turbidez.

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Concentración:	100 NTU
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)