



Kit de calibración, estándares de turbidez Stablcal, turbidímetro 2100N / N IS, botellas de 500 mL

de producto:

2662100

Peligroso

USD Precio:
Disponible

Contacto Hach



Cinco botellas con solución estándar primaria de formacina estabilizada lista para su uso. El kit incluye 500 mL de cada uno de: <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU.

Especificaciones

Cantidad:	set de 5
Concentración:	< 0,1; 20; 200; 1000; 4000 NTU

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)