



Gelex Kit de estándares de turbidez secundarios, 0 - 10000 NTU

de producto:

2589200

USD Precio:
Disponible

Contacto Hach

Cada kit incluye 1 vial sellado, estándar de luz difusa, 0-2 NTU, 0-20 NTU, 0-200 NTU, 200-4000 NTU, 4000-10000 NTU. Para 2100N, 2100N IS, 2100AN, 2100AN IS.

Especificaciones

Cantidad:

Set of 6

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)