



Be Right™



Solución estándar, nitrato de plata, 0,141 N, 500 mL

de producto:

1255149

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de cloruro mediante valoración argentométrica con bureta.

Especificaciones

Método:	Valoración de nitrato de plata
Número del método:	8225
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	500 - 25 000 mg/L Cl ⁻

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)