



SulfaVer 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 25-mL, pk/1000

de producto: 1206528

Peligroso

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Sulfato. Para muestra de 25 ml.

Para la determinación de Sulfato mediante el método turbidimétrico SulfaVer® 4. Aceptado por USEPA para la elaboración de informes de análisis de aguas residuales utilizando el método Hach 8051. Rango: hasta 70 mg/l. Tamaño de la muestra: 25 ml. Paquete de 1000 sobres de powder pillows.

Especificaciones

Cantidad:	1000 Paquete
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Método:	SulfaVer 4
Número de tests:	1000
Número del método:	8051
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	2 - 70 mg/L SO ₄

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)