



SulfaVer 4 Sulfato, reactivo powder pillow, 2-70 mg/l SO₄

de producto:

1206599

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivos en polvo en paquete sellado para la determinación de Sulfato. Para muestras de 25 ml. paq./100

Especificaciones

Cantidad:	100 /pk
Conforme a EPA:	Sí
Descripción:	Sulfato, reactivo powder pillow SulfaVer 4, 25 ml
Instrumento:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Método:	SulfaVer 4
Método de referencia:	USEPA 375.4
Nota al pie:	*Por lo general, el DR 5000 utiliza los mismos métodos que el DR 4000. El DR 2800 utiliza los mismos métodos que el DR 2700, DR 2500 y DR 2400. Existen algunas excepciones.
Número de tests:	100
Número del método:	8051
Parámetro:	Sulfato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	2 - 70 mg/L SO ₄

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)