



SulfaVer 4 Sobres de reactivo en polvo para la determinación de sulfato, de 2 a 70 mg/L de SO_4

de producto:

2106769

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de sulfato mediante el método turbidimétrico SulfaVer. Para muestra de 10 mL; paquete de 100.

Especificaciones

Cantidad:	100/paquete
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Método:	SulfaVer 4, turbidimétrico
Número de tests:	100
Número del método:	8051
Parámetro:	Sulfato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	2 - 70 mg/L SO_4^{2-}

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)