



## Solución de reactivo para la determinación de sulfito 3, 100 mL MDB

|                |               |
|----------------|---------------|
| # de producto: | 70532         |
| USD Precio:    | Contacto Hach |
| Disponible     |               |

Para la determinación de sulfito, método de valoración por recuento de gotas, yodométrico, 0 - 200 mg/L  $\text{SO}_3^{2-}$ . Botella MDB.

---

### Especificaciones

|             |               |
|-------------|---------------|
| Cantidad:   | 100 mL        |
| Método:     | Yodato-yoduro |
| Plataforma: | Solución      |

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)