



Be Right™



## DPD, powder pillow, para determinar la presencia de Cloro libre, (paquete/1000)

# de producto:

1407028

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Cloro libre, muestra de 25 mL

### Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Conforme a EPA:	Sí
Descripción:	DPD, reactivo Cloro libre, Powder Pillow, 25 mL
Método:	DPD
Número de tests:	1000
Número del método:	8021
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,05 - 4,50 mg/L Cl <sub>2</sub>
Tamaño de muestra:	25 mL

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)