



Cloro Libre, reactivo Powder Pillow, DPD (pk 50)

de producto:

2197846

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para utilizar con los test kit visuales de Cloro de hasta 3,5 mg/L Cl_2 . Para 5 mL de muestra.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C
Método:	DPD
Número de tests:	50
Parámetro:	Cloro, Libre
Plataforma:	Powder Pillows
Tamaño de muestra:	5 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)