



DPD, cloro libre, vial de reactivo (recambio) para el dispensador Swiftest

de producto:

2105560

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Vial de recambio del dispensador de reactivo de DPD para la determinación de cloro libre, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Especificaciones

Conforme a EPA:	Sí
Método:	DPD
Número de tests:	250
Número del método:	8021
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Swiftest
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂

Accesorios requeridos

- Swiftest vial de reactivo y dispensador de DPD para la determinación de cloro libre (Item 2802300)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)