



Be Right™



## Swiftest vial de reactivo y dispensador de DPD para la determinación de cloro libre

# de producto:

2802300

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de cloro libre mediante el método de DPD, 0,02-2,00 mg/L Cl<sub>2</sub>.

---

### Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	DPD
Número de tests:	Approximately 250
Número del método:	8021
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Swiftest
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L Cl <sub>2</sub>

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)