



Cloro total, sobres de reactivo en polvo, 100/paquete, 10 mL

de producto:

2105669

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cloro total mediante el método de DPD. Para muestras de 10 mL

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Conforme a EPA:	Sí
Descripción:	DPD, reactivo powder pillow para determinar la presencia de Cloro total, 10 ml
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	DPD
Método de referencia:	SM 4500-Cl G
Nota al pie:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Número de tests:	100
Número del método:	8167
Parámetro:	Cloro, total, bromo, yodo
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Tamaño de muestra:	10 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)