



DPD, powder pillow, para determinar la presencia de Cloro total (paquete/1000)

de producto:

1406428

Peligroso

USD Precio: Disponible Contacto Hach





Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Cloro total, LR 0,02-2,00 mg/L Cl_2 , HR 0,1-10 mg/L Cl_2 y Bromo, 0,05-4,50 mg/L Br_2 .

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento: 10 - 25 °C

Conforme a EPA: Sí

Método: DPD

Número de tests: 1000

Número del método: 8167

Parámetro: Cloro total, Bromo, Yodo

Plataforma: Powder Pillows Rango de medición: 0,1 - 10,0 mg/L Cl_2

Tamaño de muestra: 25 mL

Accesorios requeridos

• Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)