



Be Right™



DPD, Powder Pillow, para determinar la presencia de Cloro total, 25 mL, paquete/100

de producto:

1406499

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Cloro total, LR 0,02-2,00 mg/L Cl₂, HR 0,1-10 mg/L Cl₂ y Bromo, 0,05-4,50 mg/L Br₂.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	DPD
Número de tests:	100
Número del método:	8167 LR
Parámetro:	Cloro total, Bromo, Yodo
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂
Tamaño de muestra:	25 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)