



Be Right™



Cloro Total, reactivo Powder Pillow, DPD, 5 mL, pk/100

de producto:

1407699

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para utilizar con los test kit visuales de Cloro de hasta 3,5 mg/L Cl₂. Para 5 mL de muestra.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C
Método:	DPD
Número de tests:	100
Parámetro:	Cloro, Bromo, Iodo
Plataforma:	Powder Pillows
Tamaño de muestra:	5 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)