



DPD, cloro total, vial de reactivo (recambio) para el dispensador Swiftest

de producto:

2105660

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Vial de recambio del dispensador de reactivo de DPD para la determinación de cloro total, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Approximately 250 tests

Especificaciones

Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	DPD
Número de tests:	250
Número del método:	8167
Parámetro:	Cloro total
Plataforma:	Swiftest
Rango de medición:	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)