



Be Right™



Swiftest vial de reactivo y dispensador de DPD para la determinación de cloro total

de producto: 2802400
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Peligroso



Para la determinación de cloro total, 0,02-2,00 mg/L Cl₂ y 0,02-4,50 mg/L Cl₂.

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto DR/3000 y DR/2000
Método:	DPD
Número de tests:	Approximately 250
Número del método:	8167
Parámetro:	Cloro total
Plataforma:	Swiftest
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂

Accesorios requeridos

- DPD, cloro total, vial de reactivo (recambio) para el dispensador Swiftest (Item 2105660)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)