



Sobres de reactivo de DPD en polvo para la determinación de cloro total, paquete de 50

de producto:

2198246

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cloro total con los test kits visuales de HACH. Tamaño de la muestra: 5 mL, Rango: hasta 3,5 mg/L Cl_2 .

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C
Método:	DPD
Número de tests:	50
Plataforma:	Powder Pillows
Tamaño de muestra:	5 mL

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)