



Reactivos Chemkey de cloro total (paquete de 300)

# de producto:	8499400
USD Precio:	Contacto Hach

Reactivos Chemkey de cloro total, rango 0,04 - 10 mg/L Cl_2 . Para SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA). 12 cajas de 25 (cantidad total de 300 tests).

Especificaciones

Cantidad:	Paquete de 300
Instrumento:	SL1000
Número del método:	10260
Parámetro:	Cloro total
Plataforma:	Chemkeys
Rango de medición:	0,04 - 10 mg/L Cl_2