



Be Right™



Dispensador Swiftest de yoduro potásico con vial de recambio de yoduro potásico

de producto:

2834100

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Para la determinación de cloro total con el valorador amperométrico de cloro Autocat 9000. Incluye el dispensador Swiftest y un vial que contiene reactivo para 300 tests aproximadamente.

Adición de reactivo rápida y sencilla

Ideal para realizar análisis de cloro total de gran volumen con el yoduro potásico en polvo de alta calidad de Hach.

Añada reactivo en polvo con solo apretar un botón

Sin necesidad de abrir recipientes de reactivos; menos residuos de embalaje

Con codificación por colores según parámetro

El asa del dispensador Swiftest está codificada por colores para reconocer fácilmente los parámetros.

Especificaciones

Método: Valoración amperométrica

Plataforma: Swiftest

Accesorios requeridos

- Recambio de yoduro potásico para el dispensador SwifTest (Item 107760)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)