



Solución estándar, tiosulfato de sodio, estabilizado, 0,00246 N, 100 mL MDB

# de producto:	2408532
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Para la determinación de cloro mediante valoración por recuento de gotas. Utilizado en el test kit Hach CN-65 (225401). Botella MDB de 100 mL

Especificaciones

Método:	Valoración yodométrica
Plataforma:	Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)