



Solución de reactivo Freechlor F, 50 mL

de producto:

2964926

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Se utiliza para determinar el cloro libre en presencia de manganoso, cloraminas y otros oxidantes de interferencia. El método Hach 10241 requiere reactivo Monochlor F, n.º de referencia 2802299. Botella de 50 mL. 100 tests aproximadamente.

Especificaciones

Método: Freechlor F

Plataforma: Solución

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)