



Be Right™



## Solución estándar de yodo, 0,0282 N, 1 L

# de producto:

2333353

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de cloro mediante valoración amperométrica con bureta.

---

### Especificaciones

Instrumento:	Autocat 9000
Método:	Valoración amperométrica
Número de tests:	100
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,0051 - 5,000 mg/L Cl <sub>2</sub>

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)