



Solución tampón de acetato, pH 4,0, 100 mL

de producto:

1490932

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución tampón de acetato, pH 4,0. Cloro libre o total. Método: Amperométrico. 100 mL por paquete.

Especificaciones

Instrumento:	AutoCat™ 9000
Método:	Valoración amperométrica
Número de tests:	100
Número del método:	8209
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)