



Be Right™



Sobres de reactivo Monochlor F en polvo

de producto:

2802246

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cloraminas, de 0 a 4,50 mg/L como Cl₂.

Especificaciones

Cantidad:	50 unidades
Método:	Indofenol
Número de tests:	50
Número del método:	10171
Parámetro:	Cloramina, mono
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,04 - 4,50 mg/L Cl ₂

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)