



Be Right™



Solución de reactivo de fluoruro SPADNS, 0,02 - 2,00 mg/L F⁻ (1000 mL)

de producto:

44453

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Especificaciones

Cantidad:	1000 mL
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	Todos excepto el DR 900
Método:	SPADNS
Número de tests:	250
Número del método:	8029
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,02 - 2,00 F ⁻

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)