



**Be Right™**



## Ajustador de fuerza iónica de fluoruro (ISA), 3,78 L

# de producto:	2829017
USD Precio:	Contacto Hach
Disponible	

Solución tampón del ajustador de fuerza iónica total de fluoruro (TISAB) para determinaciones de fluoruro mediante métodos de electrodos. Elimina las interferencias del aluminio y el hierro.

---

### Especificaciones

Conforme a EPA:	Sí
Número de tests:	750
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0,01 mg/L a saturado

---

### Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)