



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de fosfato, de 0,02 a 2,50 mg/L de PO₄

de producto: 2106069
USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Peligroso



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de ortofosfato. Para muestras de 10 mL; paquete de 100.

Especificaciones

Cantidad:	100 /paquete
Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Conforme a EPA:	Sí
Descripción:	PhosVer 3, Fosfato, Powder Pillows , 10 ml
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2000 y DR/820
Método:	Ácido ascórbico
Método de referencia:	SM 4500-P-E
Número de tests:	100
Número del método:	8048
Parámetro:	Ortofosfato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.02 - 2.50 mg/L PO ₄

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)