



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de fosfato, de 0,02 a 2,50 mg/l de PO₄

de producto: 212528
USD Precio: Contacto Hach
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de ortofosfato. Para muestras de 25 ml. Paquete de 1000.

Especificaciones

Cantidad:	1000 /paquete
Conforme a EPA:	Sí
Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Ácido ascórbico
Número de tests:	1000
Número del método:	8048
Parámetro:	Ortofosfato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.02 - 2.50 mg/L PO ₄

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)