



Be Right™



PhosVer 3 Fوسفato, reactivo Powder Pillow, 0,02-2,50mg/L PO₄

de producto:

212599

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Fósforo reactivo (25 mL de muestra, 100 tests).

Especificaciones

Cantidad:	100 uds
Instrumento:	DR2000, DR3000, DR900
Método:	Ácido Ascórbico
Número de tests:	100
Número del método:	8048
Parámetro:	Fوسفato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.02 - 2.50 PO ₄

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)