



Solución de reactivo de molibdovanadato (500 mL)

de producto:

2076049

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Para la determinación de ortofosfato, de 0,3 a 45,0 mg/L de PO₄

Especificaciones

Cantidad:	500 mL
Instrumento:	Todos excepto DR/850, DR/820 y PC II
Método:	Molibdovanadato
Número de tests:	250
Número del método:	8114
Parámetro:	Ortofosfato
Plataforma:	Solución
Rango de medición:	0.3 - 45.0 mg/L PO ₄

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)