



Be Right™



Fosfato, orto, TNT, 0,06 a 5,00 mg/L PO₄

de producto:

2742545

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube De 25 a 50 pruebas.

Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

Especificaciones

Método:	Ácido ascórbico
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	25 - 50
Número del método:	8048
Parameter:	Reactive (Orthophosphate)
Parámetro:	Ortofosfato
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	0,06 - 5,00 mg/L PO ₄

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)