



Be Right™



Fosfato, total, TNT, de 0,06 a 3,5 mg/L PO₄

de producto:

2742645

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube

Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C
Método:	PhosVer 3 con digestión de persulfato ácido
Método de referencia:	SM 4500 P-E
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	25 - 50
Número del método:	8190
Parameter:	Total Phosphorous
Parámetro:	Fosfato, total
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	0,06 - 3,50 mg/L PO ₄
Requiere digestión:	Sí

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)