



Be Right™



## Fosfato, total, TNT, de 1,0 a 100 mg/L PO<sub>4</sub>

# de producto:

2767245

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Peligroso



Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube

**Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.**

Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

### Pedidos sencillos

Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

---

## Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C
Método:	Digestión de molibdovanadato con persulfato ácido
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	25 - 50
Número del método:	10127
Parameter:	Total Phosphorous
Parámetro:	Fosfato, total
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	1,0 - 100 mg/L PO <sub>4</sub>
Requiere digestión:	Sí

---

## Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)