



Be Right™



TNT para DQO, sin mercurio, de 0 a 1500 mg/L O₂

de producto: 2345952
USD Precio: Contacto Hach

Prueba de cubeta (16 mm de diámetro) completamente equipada con todos los reactivos, optimizada para obtener resultados de medición fiables y facilitar la manipulación. TNT = Test 'N Tube

Los productos Test 'N Tube permiten realizar pruebas de forma cómoda y segura.
Los viales de 16 mm con tapón ofrecen un paquete completo para la mezcla y la medición.

Pedidos sencillos
Todos los reactivos y los viales necesarios se incluyen en el paquete.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	15 - 25 °C (proteger de la luz)
Método:	Dicromato sin mercurio (no aprobado por la USEPA para elaboración de informes)
Notas especiales:	Los productos TNT de 16 mm se pueden evaluar únicamente en el DR900. Si tiene preguntas, póngase en contacto con su equipo de asistencia técnica local.
Número de tests:	25 (se requiere 1 cubeta para blanco)
Número del método:	8000
Parámetro:	DQO
Plataforma:	Test 'N Tube
Rango de medición:	0 - 1500 mg/L O ₂

Accesorios requeridos

- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)