



Be Right™



Solución de relleno, referencia, 3 M, KCl con AgCl, 100 mL

de producto: S21M004
USD Precio: Contacto Hach
Se envía dentro de 2 semanas

Solución de relleno para elemento de referencia del electrodo, cloruro potásico (KCl) saturado con AgCl, 3 M, botella de 100 mL

Especificaciones

Cantidad:	100 mL
Concentración:	3 M KCl, saturado con AgCl
Descripción:	MTC301, PHC301
Fórmula:	KCl 3 M saturado con AgCl
Plataforma:	Solución
Tipo solución:	Relleno