



Be Right™



Solución de limpieza de electrodos para muestras orgánicas/ de proteínas, 250 mL

de producto:

C20C370

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible



Solución de limpieza de electrodos para eliminar residuos de proteínas y depósitos/contaminación orgánica como restos de alimentos en el elemento de detección de pH. Botella de 250 mL

Especificaciones

Cantidad:	250 ml
Descripción:	Eliminar residuos de proteínas y depósitos orgánicos
Fórmula:	PEPSINA en HCl
Tipo solución:	Limpieza